

MICROINCINERADOR SIRIUS

Esterilización de asas sin llama ni aerosoles.

Mechero eléctrico que sustituye al mechero Bunsen.
Esteriliza asas y agujas dentro de un tubo de cuarzo en
unos 2-4 segundos.

[Solicitar presupuesto](#)siriusmikro.com/es**SIRIUS** | MICRO
INCINERADOR
siriusmikro.com**Servicio propio**

Piezas del fabricante

Envío rápido mundial

Desde stock, microexportación

2 años de garantía

Garantía del fabricante

Todas las marcas

In situ o por envío

~1000 °CTemperatura de
esterilización**2-4 s**

Asas y agujas

12 V

Tensión del calefactor

270°

Rotación

2 años

Garantía

POR QUÉ SIRIUS**Sin llama y sin gas**

Conéctelo y úselo.
Sin línea de gas,
sin manguera y sin
llama abierta.

Evita los aerosoles

Se esteriliza dentro del
tubo de cuarzo; las
muestras líquidas no
generan aerosoles.

**No daña el filtro
de la cabina**

No altera el flujo de aire
de la cabina de seguridad
biológica.

Uso con guantes

Trabaje cómodamente
con guantes. Puede tocar
la superficie exterior
durante el uso.

RESUMEN TÉCNICO**Alimentación** Red de 230 V**Tensión del calefactor** 12 V (transformador interno)**Temperatura** Aprox. 1000 °C**Peso** 1,8 kg**Garantía** 2 años**Tubo de cuarzo** Ø22 mm × 100 mm**Medio de esterilización** Tubo de cuarzo**Rotación** 270°**Tiempo de esterilización** Aprox. 2-4 segundos**Aplicación** Asas, agujas, boca de tubos, portaobjetos

Para más detalles, como peso, potencia y dimensiones, póngase en contacto con nosotros.



CÓMO FUNCIONA

1

Póngalo en marcha

Conecte el equipo a una toma de 230 V. El transformador interno alimenta el calefactor a 12 V.

2

Coloque el asa o la aguja

Coloque el asa o la aguja dentro del tubo de cuarzo del equipo. No se generan aerosoles.

3

Listo

El instrumento queda esterilizado en unos 2-4 segundos. También puede esterilizar la boca de los tubos y fijar portaobjetos.

COMPARACIÓN CON EL MECHERO BUNSEN

	MECHERO BUNSEN DE GAS	SIRIUS
Energía	Gas natural o gas en bombona	Electricidad
Llama abierta	Sí	No
Aerosoles	Pueden formarse en la llama	Se evitan en el tubo de cuarzo
Cabina de seguridad biológica	Puede afectar al flujo y al filtro	No altera el flujo ni daña el filtro
Equipamiento adicional	Manguera, soporte, conexión de gas	No es necesario

APLICACIONES

- Laboratorios de microbiología clínica y hospitalaria
- Trabajo dentro de cabinas de seguridad biológica
- Patología y citología (fijación de portaobjetos)
- Laboratorios universitarios, de investigación y docentes

DEL FABRICANTE

- Venta y factura directamente del fabricante
- Siempre en stock; envío rápido a todo el mundo como microexportación
- Servicio técnico y repuestos del fabricante

SERVICIO TÉCNICO Y REPUESTOS

¿Se ha averiado el equipo? No intervenga, contáctenos

Como fabricante, suministramos y sustituimos todas las piezas: con servicio in situ o recibiendo el equipo. Damos servicio a todas las marcas y modelos.

Cambio del bloque de resistencia

Cambio de ventilador

Cambio de transformador

Cambio de tubo de cuarzo

Seguridad: el equipo tiene piezas con tensión de red en su interior. No lo abra ni intente cambiar piezas. En caso de avería, desenchúfelo y contáctenos.

Para presupuesto y servicio

+90 507 099 95 07

WhatsApp y teléfono · info@siriusmikro.com · siriusmikro.com/es

Turaboğlu Sok. Hamidiye Yazgan İş Merkezi No:4, Kadıköy / İstanbul, Turquía



Presupuesto



Servicio técnico