

SIRIUS MİKRO İNSİNERATÖR

Alevsiz, aerosolsüz
öze sterilizasyonu.

Bunzen beki ve bunsen brülörünün yerini alan elektrikli bek. Öze ve iğneleri quartz tüpün içinde yaklaşık 2-4 saniyede sterilize eder.

Teklif al

siriusmikro.com/mikro-insinerator-teklif-alSIRIUS | MİKRO
İNSİNERATÖR
siriusmikro.com

Üretici servisi

Tüm parçalar bizden

Hızlı sevkiyat

Stoktan, tüm dünyaya

2 yıl garanti

Üretici garantisi

Tüm marka servisi

Yerinde veya gönderilerek

~1000 °C

Sterilizasyon sıcaklığı

2-4 sn

Öze ve iğne

12 V

Isıtıcı gerilimi

270°

Rotasyon

2 yıl

Garanti

NEDEN SIRIUS

Alevsiz ve gazsız

Prize takın, çalıştırın.
Gaz hattı, hortum ve açık
alev yok.

Aerosolü engeller

Örnek, quartz tüpün
içinde sterilize olur.
Sıvı örneklerden
aerosol çıkmaz.

Kabin filtresine
zarar vermez

Biyogüvenlik kabininde
hava akışını bozmaz.

Eldivenle kullanım

Eldivenle rahat
çalışırsınız. Dış yüzeye
çalışırken
dokunabilirsiniz.

TEKNİK ÖZET

Besleme	230 V şebeke
Isıtıcı gerilimi	12 V (dahili trafo)
Sterilizasyon sıcaklığı	Yaklaşık 1000 °C
Ağırlık	1,8 kg
Garanti	2 yıl

Quartz tüp ölçüsü	Ø22 mm × 100 mm
Sterilizasyon ortamı	Quartz tüp
Rotasyon	270°
Sterilizasyon süresi	Yaklaşık 2-4 saniye
Kullanım	Öze, iğne, tüp ağzı, lam fiksasyonu

Ağırlık, güç ve gövde ölçüsü gibi diğer ayrıntılar için bize ulaşabilirsiniz.



NASIL ÇALIŞIR

1

Çalıştırın

Cihazı 230 V prize takın. İçindeki trafo, ısıtıcıyı 12 V ile besler.

2

Öze veya iğneyi yerleştirin

Öze veya iğneyi cihazın quartz tüpünün içine yerleştirin. Aerosol oluşmaz.

3

Hazır

Alet yaklaşık 2-4 saniyede sterilize olur. Tüp ağzını ve lamları da sterilize edebilirsiniz.

BUNZEN BEKİ İLE KARŞILAŞTIRMA

	GAZLI BUNZEN BEKİ	SİRİUS
Enerji	Doğal gaz veya tüp gaz	Elektrik
Açık alev	Var	Yok
Aerosol	Alevde oluşabilir	Quartz tüpte engellenir
Biyogüvenlik kabini	Akışı ve filtreyi etkileyebilir	Akışı bozmaz, filtreye zarar vermez
Ek donanım	Hortum, ayak, gaz bağlantısı	Gerekmez

KULLANIM ALANLARI

- Klinik ve hastane mikrobiyoloji laboratuvarları
- Biyogüvenlik kabini içinde çalışma
- Patoloji ve sitoloji (lam fiksasyonu)
- Üniversite, araştırma ve eğitim laboratuvarları

ÜRETİCİDEN

- Satış ve fatura doğrudan üreticiden
- Daima stoklu; mikro ihracatla tüm dünyaya hızlı sevkiyat
- Üretici teknik servisi ve yedek parça

TEKNİK SERVİS VE YEDEK PARÇA

Cihazınız mı bozuldu? Müdahale etmeyin, bize ulaşın

Tüm parçaları üretici olarak biz tedarik edip değiştiriyoruz: yerinde servis veya cihazı bize göndererek. Tüm marka ve modellere servis veriyoruz.

Rezistans bloğu değişimi

Fan değişimi

Trafo değişimi

Quartz tüp değişimi

Güvenlik: Cihazın içinde şebeke gerilimi taşıyan parçalar var. Cihazı açmayın, parça değiştirmeye çalışmayın. Arıza durumunda fişi çekin ve bize ulaşın.

Teklif ve servis için

+90 507 099 95 07

WhatsApp ve telefon · info@siriusmikro.com · siriusmikro.com

Turaboğlu Sok. Hamidiye Yazgan İş Merkezi No:4, Kadıköy / İstanbul



Teklif al



Servis talebi